



MIKRO 120



MIKRO 200 MIKRO 200 R



MIKRO 220 MIKRO 220 R



EBA 200



EBA 200S



EBA 280



EBA 270

		Micro centrifugeuses					Petites centrifugeuses				
		MIKRO 120	MIKRO 200	MIKRO 200 R	MIKRO 220	MIKRO 220 R	EBA 200	EBA 200S	EBA 280	EBA 280S	EBA 270
		Réfrigérée			Réfrigérée						
Rotor angulaire	rcf max. (x g)	17.530	21.382	21.382	31.514	31.514	3.461	6.153	4.146	5.071	-
	rpm max.	14.000	15.000	15.000	18.000	18.000	6.000	8.000	6.000	6.000	-
Rotor libre	rcf max. (x g)	-	-	-	18.516	18.516	-	-	2.991	2.991	2.254
	rpm max.	-	-	-	13.000	13.000	-	-	5.000	5.000	4.000
Rotor à tambour	rcf max. (x g)	-	-	-	14.171	14.171	-	-	-	-	-
	rpm max.	-	-	-	13.000	13.000	-	-	-	-	-
Tubes	Microtubes 0,2 - 0,5 ml (Ø 6 - 8 mm, Ht 18 - 30 mm)	24	30	30	192	192	-	-	-	-	-
	Microtubes 1,5 ml (Ø 11 mm, Ht 38 mm)	24	30	30	60	60	-	-	-	-	-
Plaques	Microtubes 2 ml (Ø 11 mm, Ht 38 mm)	24	30	30	60	60	-	-	-	-	-
	Tubes fond rond 15 ml (Ø 17 mm, Ht 100 mm)	-	-	-	-	12	8	8	12	12	6
	Tubes fond rond 50 ml (Ø 34 mm, Ht 100 mm)	-	-	-	-	6	-	-	6	6	-
	Tubes fond rond 100 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tubes fond rond 250 ml (Ø 65 mm, Ht 115 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tubes à sang (Ø 13 mm, Ht 75 / 100 mm)	-	-	-	-	12	8	8	12	12	6
	Tubes à sang (Ø 16 mm, Ht 75 / 100 mm)	-	-	-	-	8/12	8	8	12	12	6
	Tubes coniques 15 ml (Ø 17 mm, Ht 120 mm)	-	-	-	-	6	4	4	6	6	-
	Tubes coniques 50 ml sans jupe / à jupe (Ø 29 mm, Ht 115 mm)	-	-	-	-	3 / -	-	-	3	3	-
	Tubes coniques large 250 / 500 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tubes gros volume 250 ml (Ø 61 mm, Ht 122 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tubes gros volume 600 / 750 ml (Ø 93 mm, Ht 124 mm / Ø 97 mm, Ht 152 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tubes gros volume 1000 ml (Ø 96 mm, Ht 176 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tubes gros volume 2000 ml (180 x 150 x 100 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tubes poche à sang 450 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bande PCR 8 x 0,2 ml	-	4 x 8	4 x 8	6 x 8	6 x 8	-	-	-	-	-
Plaques MTP (86 x 128 x 15 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cytologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# GUIDE Centrifugeuses Hettich



ROTOFIX 32A



ROTINA 380 ROTINA 380 R



ROTINA 420 ROTINA 420 R



ROTANTA 460 RC



ROTIXA 500 RS



UNIVERSAL 320 UNIVERSAL 320 R



ROTANTA 460



ROTANTA 460 R



ROTANTA 460 RF



ROTO SILENTA 630 RS

		Centrifugeuses de paillasse											Centrifugeuses sur pieds		
		ROTOFIX 32A	UNIVERSAL 320	UNIVERSAL 320 R	ROTINA 380	ROTINA 380 R	ROTINA 420	ROTINA 420 R	ROTANTA	ROTANTA 460 R	ROTANTA 460 RC	ROTANTA 460 RF	ROTIXA 500 RS	ROTO SILENTA 630 RS	
				Réfrigérée		Réfrigérée		Réfrigérée	460	Réfrigérée	Réfrigérée	Réfrigérée	Réfrigérée	Réfrigérée	
<b>Rotor angulaire</b>	rcf max. (x g)	4.226	21.382	21.382	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	-	-	
	rpm max.	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	-	
<b>Rotor libre</b>	rcf max. (x g)	2.701	4.193	4.193	4.863	4.863	4.166	4.166	5.858	6.446	6.446	6.446	5-252	6.498	
	rpm max.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	5.900	6.200	6.200	6.200	4.500	4.500	
<b>Rotor à tambour</b>	rcf max. (x g)	-	-	-	18.866	18.866	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rpm max.	-	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b> Tubes  Flacons  Plaques</b>	Microtubes 0,2 - 0,5 ml (Ø 6 - 8 mm, Ht 18 - 30 mm)	-	30	30	192	192	30	30	30	30	30	30	-	-	
	Microtubes 1,5 ml (Ø 11 mm, Ht 38 mm)	36	48	48	160	160	160	160	240	240	240	240	336	-	
	Microtubes 2 ml (Ø 11 mm, Ht 38 mm)	36	48	48	160	160	160	160	240	240	240	240	336	-	
	Tubes fond rond 15 ml (Ø 17 mm, Ht 100 mm)	32	32	32	52	52	72	72	148	148	148	148	120	180	
	Tubes fond rond 50 ml (Ø 34 mm, Ht 100 mm)	6	6	6	12	12	16	16	16	16	16	16	24	36	
	Tubes fond rond 100 ml	4	4	4	4	4	12	12	12	12	12	12	16	24	
	Tubes fond rond 250 ml (Ø 65 mm, Ht 115 mm)	-	-	-	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	
	Tubes à sang (Ø 13 mm, Ht 75 / 100 mm)	32 / 20	32	32	64	64	84 / 104	84 / 104	196	196	196	196	196	120	180
	Tubes à sang (Ø 16 mm, Ht 75 / 100 mm)	28 / 16	28	28	52	52	72	72	148	148	148	148	148	120	180
	Tubes coniques 15 ml (Ø 17 mm, Ht 120 mm)	32	32	32	36	36	52	52	96	96	96	96	92	138	
	Tubes coniques 50 ml sans jupe / à jupe (Ø 29 mm, Ht 115 mm)	8	8	8	16	16	20	20	40	40	40	40	40	32	48 / 36
	Tubes coniques large 250 / 500 ml	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	6
	Tubes gros volume 250 ml (Ø 61 mm, Ht 122 mm)	-	-	-	4	4	4	4	8	8	8	8	8	4	6
	Tubes gros volume 600 / 750 ml (Ø 93 mm, Ht 124 mm / Ø 97 mm, Ht 152 mm)	-	-	-	-	-	4 x 600	4 x 600	4 x 750	4 x 750	4 x 750	4 x 750	4 x 750	4	6
	Tubes gros volume 1000 ml (Ø 96 mm, Ht 176 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
	Tubes gros volume 2000 ml (180 x 150 x 100 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	Tubes poche à sang 450 ml	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	12
	Bande PCR 8 x 0,2 ml	-	24 x 8	24 x 8	24 x 8	24 x 8	48 x 8	48 x 8	48 x 8	48 x 8	48 x 8	48 x 8	48 x 8	48 x 8	-
	Plaques MTP (86 x 128 x 15 mm)	-	10	10	10	10	16	16	24	24	24	24	24	16	-
	Cytologie	8	8	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16	12	-